

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rad21 Pour Wb, Elisa, Chip, Chip-Seq - O60216

Numéro d'article: CM0002297



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin recombinant dirigé contre la protéine Rad21 humaine, validé pour WB, ELISA, CHIP et ChIP-seq. Réagit de façon croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la cohésine, le cycle cellulaire et la régulation génique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-Rad21 de lapin
Remarques / Alias	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Espèce	Humain
GeneID	5885
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 532 et 631 de la protéine Rad21 humaine (O60216).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA, CHIP, ChIP-seq
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60216
Poids de la protéine	72 kDa
Expédition	Sac de glace