

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rad21 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - O60216

Numéro d'article: CM0022492



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'humain Rad21 (sous-unité de cohésine SCC1). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche en biologie de la chromatine, cycle cellulaire et réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rad21 Lapin pAb
Remarques/Alias	MGS; HR21; MCD1; NXP1; SCC1; CDLS4; hHR21; HRAD21; Rad21
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5885
GeneID	5885
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 281-420 de Rad21 humain (NP_006256.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60216
Poids Protéique	72kDa
Expédition	Sac de glace