

Anticorps Monoclonal Anti-Rad23A Pour Wb, If/Icc, Elisa - P54725

Numéro d'article: CM0008889



Introduction

mAb de lapin anti-Rad23A validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Reconnaît Rad23A humain et murin (HR23A). Matière première IVD de qualité recherche pour les études sur la réparation de l'ADN, la déméthylation des histones et la dégradation protéasomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Rad23A
Remarques/Alias	HR23A ; HHR23A ; Rad23A
Espèce	Humaine
ID du gène	5886
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la Rad23A humaine (P54725).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P54725
Poids protéique	40 kDa
Expédition	Sac de glace