

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rad23A Pour Wb, Elisa - P54725

Numéro d'article: CM0019618



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Rad23A validé pour les applications de Western blot (WB) et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins ; l'immunogène correspond à la protéine Rad23A humaine pleine longueur. Convient pour les études de réparation de l'ADN et de déméthylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rad23A Rabbit pAb
Remarques/Alias	HR23A; HHR23A; Rad23A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5886
GeneID	5886
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-363 de la protéine Rad23A humaine (NP_005044.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P54725
Poids moléculaire protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace