


Anticorps Polyclonal Anti-Rad23B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P54727

Numéro d'article: CM0016451



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Rad23B validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Reconnaît la protéine Rad23B de 43 kDa, un facteur clé de la réparation de l'ADN et de la déméthylation des histones.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rad23B Rabbit pAb
Remarques/Alias	P58; HR23B; HHR23B; Rad23B
Espèce	Humain
ID du gène	5887
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P54727
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac réfrigérant