


Anticorps Polyclonal Anti-Rad50 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q92878

Numéro d'article: CM0015985



Introduction

Anticorps polyclonal anti-Rad50 pour WB, IHC-P, ELISA ; détecte la protéine RAD50 humaine et murine, une protéine clé de réparation de l'ADN. Convient pour la recherche sur le cancer et les études de stabilité génomique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin Rad50
Remarques/Alias	NBSLD ; RAD502 ; hRad50 ; Rad50
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10111
GeneID	10111
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-270 de la protéine humaine Rad50 (NP_005723.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92878
Poids moléculaire protéique	154 kDa
Expédition	Sac de glace