


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rad50 Pour Wb, Elisa - Q92878

Numéro d'article: CM0008155



Introduction

Anticorps monoclonal lapin hautement spécifique ciblant le RAD50 humain, validé pour le WB et l'ELISA. Réaction croisée avec le RAD50 de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Rad50 Rabbit mAb
Remarques / Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Espèce	Humain
Identifiant de gène	10111
Immunogène	Peptide synthétique (aa 1200-1300 de Rad50 humain, Q92878)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92878
Poids de la protéine	154 kDa
Expédition	Sac de glace