


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rad50 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q92878

Numéro d'article: CM0026386



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre RAD50 humain, validé pour le Western blot, l'IHC-P, l'IP et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible une protéine clé de réparation de l'ADN dans le complexe MRN, essentielle pour la stabilité génomique et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Rad50
Remarques/Alias	NBSLD; RAD502; hRad50; Rad50
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10111
GeneID	10111
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de Rad50 humain (NP_005723.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q92878
Poids moléculaire de la protéine	154 kDa
Expédition	Sac de glace