

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rad51 Pour Wb, Elisa, Chip - Q06609

Numéro d'article: CM0009998



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible l'homologue 1 de la protéine RAD51 de réparation de l'ADN. Validé pour les applications WB, ELISA et ChIP, il réagit avec les échantillons humains, murins et de rat, ce qui le rend adapté à la recherche en oncologie et sur la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Rad51
Remarques/alias	RECA ; BRCC5 ; FANCR ; MRMV2 ; HRAD51 ; RAD51A ; HsRad51 ; HsT16930 ; Rad51
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5888
GeneID	5888
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1 et 100 de la protéine Rad51 humaine (Q06609).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA, ChIP
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q06609
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace