

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Rad51 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q06609

Numéro d'article: CM0008452



Introduction

Anticorps Monoclonaux de Lapin de haute qualité ciblant RAD51 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN, la recombinaison homologue et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAD51 mAb Lapin
Remarques/Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930
Espèce	Humain
ID de Gène	5888
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-339 de Rad51 humain (NP_002866.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06609
Poids de la Protéine	37kDa
Expédition	Sac de glace