

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rad51 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06609

Numéro d'article: CM0028453



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine de réparation de l'ADN humaine RAD51 (UniProt Q06609). Validé pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la recombinaison homologue et des mécanismes de réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Rad51 Lapin pAb
Remarques/Alias	RECA; BRCC5; FANCR; MRMV2; HRAD51; RAD51A; HsRad51; HsT16930; Rad51
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5888
ID de Gène	5888
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-339 de Rad51 humain (NP_002866.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06609
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace