

Anticorps Polyclonal Anti-Rad51B Pour Wb Et Elisa - O15315

Numéro d'article: CM0025556



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin anti-RAD51B validé pour WB et ELISA, réagit avec l'humain, la souris et le rat. RAD51B est une protéine de réparation de l'ADN impliquée dans la recombinaison homologue, rendant cet anticorps idéal pour la recherche sur les dommages à l'ADN et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAD51B Lapin pAb
Remarques/Alias	REC2; R51H2; RAD51L1; RAD51B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5890
GeneID	5890
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-384 de RAD51B humain (NP_598193.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Souris, Rat
SWISS	O15315
Poids Protéique	42kDa
Expédition	Sac de glace