

Anticorps Polyclonal Anti-Rad51C Pour If/Icc Et Elisa - O43502

Numéro d'article: CM0016317



Introduction

Le RAD51C Rabbit pAb est un anticorps polyclonal pour IF/ICC et ELISA, ciblant le RAD51C humain. Provenant du lapin, il est idéal pour étudier la réparation de l'ADN, la recombinaison homologue et les voies associées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAD51C Rabbit pAb
Remarques/Alias	FANCO ; R51H3 ; BROVCA3 ; RAD51L2 ; RAD51C
Espèce	Humain
Identifiant du gène	5889
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 du RAD51C humain (NP_002867.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O43502
Poids moléculaire de la protéine	42 kDa
Expédition	Sac de glace