

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rad51C Pour Wb, Elisa - O43502

Numéro d'article: CM0029197



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le RAD51C humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte une protéine d'environ 42 kDa, réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour la recherche sur la réparation et la recombinaison de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin RAD51C
Remarques/Alias	FANCO ; R51H3 ; BROVCA3 ; RAD51L2 ; RAD51C
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5889
ID du gène	5889
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 du RAD51C humain (NP_002867.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43502
Poids moléculaire protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace