

Anticorps Polyclonal Anti-Rad54B Pour Wb, Ip, Elisa - Q9Y620

Numéro d'article: CM0022852

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RAD54B (103 kDa, SWISS : Q9Y620) pour les applications de Western blot, d'immunoprécipitation et d'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur la réparation de l'ADN et la recombinaison homologue.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin RAD54B
Remarques/Alias	RDH54 ; RAD54B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	25788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 781-910 de la protéine humaine RAD54B (NP_036547.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y620
Poids moléculaire de la protéine	103 kDa
Expédition	Sac de glace