

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rad54L2 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y4B4

Numéro d'article: CM0017143

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre RAD54L2 humain (ARIP4), validé pour IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit avec RAD54L2 humain et rat, une hélicase impliquée dans la transcription du récepteur des androgènes. Convient pour la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAD54L2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARIP4; HSPC325; SRISNF2L; RAD54L2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23132
ID de gène	23132
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1178-1467 de RAD54L2 humain (NP_055921.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q9Y4B4
Poids de la protéine	163kDa
Expédition	Sac de glace