


Anticorps Polyclonal Anti-Rad9A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q99638

Numéro d'article: CM0021218



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre RAD9A humain, validé en WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec les protéines humaines et de rat. Convient à la recherche sur la réparation de l'ADN et les points de contrôle du cycle cellulaire. SWISS : Q99638.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAD9A Rabbit pAb
Remarques/Alias	RAD9 ; RAD9A
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5883
GeneID	5883
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 162 à 391 de RAD9A humain (NP_004575.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q99638
Poids de la protéine	43 kDa
Expédition	Poche de glace