

Anticorps Polyclonal Anti-Radixin Pour Wb Et Elisa - P35241

Numéro d'article: CM0018173



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Radixin de haute qualité pour les applications WB et ELISA. Détecte le Radixin humain, de souris et de rat. Idéal pour étudier la dynamique du cytosquelette d'actine et la liaison membrane-cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Radixin Lapin pAb
Remarques/Alias	DFNB24; Radixin
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5962
GeneID	5962
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 du Radixin humain (NP_002897.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35241
Poids de la protéine	69kDa
Expédition	Sac de glace