

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Radixine Pour Wb, Elisa - P35241

Numéro d'article: CM0002421



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Radixine ciblant la protéine de 69 kDa, validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat ; pour les études de liaison actine-membrane et de surdité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Radixine
Remarques/Alias	DFNB24 ; Radixine
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5962
Identifiant du gène	5962
Immunogène	Peptide synthétique (acides aminés 350-450 de la Radixine humaine)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35241
Poids moléculaire protéique	69 kDa
Expédition	Sac de glace