


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rae1 Pour Wb, Elisa - P78406

Numéro d'article: CM0030966



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-RAE1 ciblant le RAE1 humain (facteur d'exportation d'ARNm). Validé en WB et ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Immunogène de protéine recombinante (aa 1-368). 41kDa. Idéal pour la recherche sur le transport nucléocytoplasmique et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAE1 Lapin pAb
Remarques/Alias	Gle2, MIG14, MRNP41, Mnrp41, dJ481F12.3, dJ800J21.1, RAE1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	8480
ID de Gène	8480
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-368 du RAE1 humain (NP_003601.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P78406
Poids Protéique	41kDa
Expédition	Sac de glace