

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Raf1 Pour Wb, Elisa - P04049

Numéro d'article: CM0003525



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Raf1 de haute qualité validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude des voies de signalisation MAPK médiées par Raf1 et la régulation du destin cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Raf1 mAb de lapin
Remarques/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Espèce	Humain
GeneID	5894
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de la protéine Raf1 humaine (P04049)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04049
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace