

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Raf1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04049

Numéro d'article: CM0017058



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Raf1 humaine (c-Raf). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Raf1 est une kinase clé de la voie MAPK/ERK, essentielle pour la recherche sur la prolifération cellulaire et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Raf1 pAb de lapin
Remarques/Alias	NS5; CRAF; Raf-1; c-Raf; CMD1NN; Raf1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5894
GeneID	5894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-350 de la Raf1 humaine (NP_002871.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04049
Poids de la protéine	73 kDa
Expédition	Sac de glace