

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rag1 Pour Wb, Elisa - P15918

Numéro d'article: CM0013951

Introduction

Cet anticorps polyclonal de lapin cible la protéine RAG1 humaine (protéine 1 activatrice de la recombinaison V(D)J, également connue sous le nom de RNF74). Validé pour le Western blot et l'ELISA, il présente une réactivité croisée avec la souris et détecte la protéine d'environ 119 kDa. Idéal pour les études sur le développement lymphocytaire, les troubles d'immunodéficience et les mécanismes de recombinaison V(D)J.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-RAG1
Remarques/Alias	RAG-1 ; RNF74 ; RAG1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5896
ID du gène	5896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-270 de la protéine RAG1 humaine (NP_000439.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15918
Poids moléculaire de la protéine	119 kDa
Expédition	Sac de glace