


Anticorps Polyclonal Anti-Rag2 De Lapin Pour Wb, Elisa - P55895

Numéro d'article: CM0016671



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RAG2, une protéine clé de la recombinaison V(D)J. Validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée avec la souris. Idéal pour les études sur le développement des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAG2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RAG-2 ; RAG2
Espèce cible	Humain
GeneID	5897
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 258-527 de RAG2 humain (NP_001230715.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P55895
Poids moléculaire protéique	59 kDa
Expédition	Sac de glace