

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rai14 Pour Wb Et Elisa - Q9P0K7

Numéro d'article: CM0017053

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ankycorbine humaine (RAI14). Convient au Western blot et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour les études en biologie de la reproduction et sur la régulation de l'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAI14 pAb de lapin
Remarques/Alias	RAI13, NORPEG, RAI14
Espèce	Humaine
GeneID	26064
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 300-600 de la RAI14 humaine (NP_056392.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9P0K7
Poids moléculaire	110 kDa
Expédition	Sac de glace