

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Raidd/Cradd Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P78560

Numéro d'article: CM0004846



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant ciblant RAIDD/CRADD humain (P78560). Validé pour WB, IHC-P et ELISA ; réactivité croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAIDD/CRAD Rabbit mAb
Remarques / Alias	MRT34 ; RAIDD ; RAIDD/CRADD
Espèce	Humain
Identifiant génétique (Humain)	8738
Identifiant génétique	8738
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 70 et 150 de CRADD humain (P78560).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P78560
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace