

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Raidd/Cradd Pour Wb, Elisa - P78560

Numéro d'article: CM0015603



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RAIDD/CRADD humain validé pour WB et ELISA. Reconnaît la RAIDD humaine et murine, une protéine adaptatrice de l'apoptose de 23 kDa (SWISS P78560). Idéal pour les études sur l'apoptose et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	pAb de lapin anti-RAIDD/CRADD
Remarques/Alias	MRT34; RAIDD; RAIDD/CRADD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8738
GeneID	8738
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-199 de la RAIDD/CRADD humaine (NP_003796.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P78560
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace