


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rala Pour Wb Et Elisa - P11233

Numéro d'article: CM0017130



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-RALA validé pour la WB et l'ELISA. Détecte la RALA humaine, murine et de rat (24 kDa). Convient aux recherches sur la signalisation des GTPases, la migration cellulaire et la transformation oncogénique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RALA Rabbit pAb
Remarques/Alias	RAL ; HINCONS ; RALA
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5898
GeneID	5898
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 206 de la RALA humaine (NP_005393.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P11233
Poids moléculaire	24 kDa
Expédition	Sac de glace