

## Anticorps Polyclonal Anti-Ralb Pour Wb, Elisa - P11234

Numéro d'article: CM0030698



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant la protéine humaine RALB (Ral-B liée à Ras). Validé pour Western blot et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation GTPase, de l'exocytose, de l'apoptose et de la migration cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Spécification                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | RALB Rabbit pAb                                                                                                                        |
| Remarques / Alias    | RALB                                                                                                                                   |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                 |
| GeneID (Humain)      | 5899                                                                                                                                   |
| GeneID               | 5899                                                                                                                                   |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-206 de la protéine RALB humaine (NP_002872.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                  |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                              |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                    |
| SWISS                | P11234                                                                                                                                 |
| Poids de la protéine | 23 kDa                                                                                                                                 |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                           |