

Anticorps Monoclonal Anti-Ralbp1 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15311

Numéro d'article: CM0012432



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la RALBP1 humaine (RLIP76), validé pour l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation et le transport dépendants de Ral.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RALBP1
Remarques/Alias	RIP1 ; RLIP1 ; RLIP76 ; RALBP1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	10928
GeneID	10928
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la RALBP1 humaine (Q15311).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q15311
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace