

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ralbp1 (Validé Sur Modèle Ko) Pour Wb Et Elisa - Q15311

Numéro d'article: CM0015083



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine 1 de liaison à RaA (RALBP1), également connue sous le nom de RLIP76. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez l'humain et la souris. Idéal pour étudier la signalisation de RaI, l'endocytose, la fission mitochondriale et les mécanismes de résistance aux médicaments.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | [Validé sur modèle KO] RALBP1 pAb de lapin                                                                                     |
| Remarques/alias      | RIP1, RLIP1, RLIP76, P1                                                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                         |
| ID du gène (humain)  | 10928                                                                                                                          |
| ID du gène           | 10928                                                                                                                          |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 396-655 de RALBP1 humaine (NP_006779.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                          |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humain, souris                                                                                                                 |
| SWISS                | Q15311                                                                                                                         |
| Poids de la protéine | 76 kDa                                                                                                                         |
| Expédition           | Sac réfrigérant                                                                                                                |