

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ralgds Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q12967

Numéro d'article: CM0021833



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine RALGDS (RalGEF) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Ras/Ral et de l'élimination bactérienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RALGDS Rabbit pAb
Remarques / Alias	RGF, RGDS, RalGEF, RALGDS
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5900
Identifiant du gène	5900
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 771-902 de la protéine RALGDS humaine (NP_001258705)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q12967
Poids de la protéine	101 kDa
Expédition	Sachet de glace