

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ralgps1 Pour Wb Et Elisa - Q5Js13

Numéro d'article: CM0013669



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RALGPS1 (RALGEF2) pour western blot et ELISA. Convient à l'étude de la signalisation de la GTPase RALA, de la dynamique du cytosquelette et du trafic membranaire. Détecte une protéine de 62 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RALGPS1 Rabbit pAb
Remarques/alias	RALGEF2 ; RALGPS1A ; RALGPS1
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	9649
Identifiant du gène	9649
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de RALGPS1 humaine (NP_055451.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q5JS13
Poids moléculaire	62 kDa
Expédition	Sac de glace