


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Raly Pour Wb, Elisa - Q9Ukm9

Numéro d'article: CM0013628



Introduction

L'anticorps pAb de lapin anti-RALY détecte la protéine RALY endogène dans les échantillons humains, murins et de rat. Validé pour le Western blot et l'ELISA. RALY est une protéine de liaison à l'ARN impliquée dans la biosynthèse du cholestérol et le traitement des ARNm. UniProt Q9UKM9.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RALY pAb de lapin
Remarques/Alias	P542 ; HNRPCL2 ; RALY
Espèce	Humain
GeneID (humain)	22913
GeneID	22913
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 96 à 306 de la protéine RALY humaine (NP_057951.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q9UKM9
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Sac de glace