

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ramp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O60895

Numéro d'article: CM0029250



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-RAMP2 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte le RAMP2 humain, de souris et de rat. Convient aux études sur les complexes récepteurs et à la localisation tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAMP2 Lapin pAb
Remarques/Alias	RAMP2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10266
GeneID	10266
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-145 du RAMP2 humain (NP_005845.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60895
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace