

Anticorps Polyclonal Anti-Ramp3 De Lapin Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60896

Numéro d'article: CM0029999



Introduction

Anticorps polyclonal RAMP3 de lapin validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA sur des échantillons humains, de souris et de rat. Étudie l'implication de la protéine modifiant l'activité du récepteur 3 dans la signalisation des récepteurs de l'adrénomédulline et de l'amyline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RAMP3 Lapin pAb
Remarques/Alias	RAMP3
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10268
ID de gène	10268
Immunogène	Protéine recombinante (Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-118 du RAMP3 humain (NP_005847.1))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60896
Poids de la protéine	17kDa
Expédition	Sac de glace