


Anticorps Monoclonal Anti-Ran De Lapin Pour Wb, Elisa - P62826

Numéro d'article: CM0009324



Introduction

Anticorps monoclonal anti-Ran de lapin pour applications WB et ELISA. Détecte la protéine Ran (24 kDa) chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du transport nucléocytoplasmique et de la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ran Rabbit mAb
Remarques / Alias	TC4; Gsp1; ARA24; Ran
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5901
GeneID	5901
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 117 et 216 de la protéine Ran humaine (P62826).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	P62826
Poids de la protéine	24 kDa
Expédition	Sac de glace