


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ran Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62826

Numéro d'article: CM0014931



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine nucléaire liante de GTP Ran humaine, validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Idéal pour l'étude du transport nucléocytoplasmique et de la mitose.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | Ran Rabbit pAb                                                                                                                                               |
| Remarques / Alias    | TC4; Gsp1; ARA24; Ran                                                                                                                                        |
| Espèce               | Humain                                                                                                                                                       |
| GenelD (Humain)      | 5901                                                                                                                                                         |
| GenelD               | 5901                                                                                                                                                         |
| Immunogène           | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-216 de la protéine Ran humaine (NP_006316.1). |
| Source               | Lapin                                                                                                                                                        |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                        |
| Application          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                            |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                                                          |
| SWISS                | P62826                                                                                                                                                       |
| Poids de la protéine | 24 kDa                                                                                                                                                       |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                                                 |