

Anticorps Polyclonal Anti-Ranbp1 Pour Wb, Elisa - P43487

Numéro d'article: CM0020546



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RANBP1 (RanBP1/HTF9A) pour Western Blot et ELISA. Validé sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur le transport nucléocytoplasmique et la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RANBP1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HTF9A; RANBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5902
GeneID	5902
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 100 de la protéine humaine RANBP1 (NP_002873.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43487
Poids de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace