

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ranbp10 Pour Wb Et Elisa - Q6Vn20

Numéro d'article: CM0019114

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine RANBP10, validé pour le Western blot et l'ELISA. Réactivité croisée avec l'humain et la souris. Convient pour l'étude de la fonction de l'E3 ubiquitine ligase CTLH, de la signalisation de la GTPase Ran et de la biologie plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RANBP10 Rabbit pAb
Remarques/Alias	RANBP10
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57610
GeneID	57610
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 362-497 de la RANBP10 humaine (NP_065901.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q6VN20
Poids de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace