


Anticorps Polyclonal Anti-Ranbp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49792

Numéro d'article: CM0023894



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RANBP2 humain (NUP358), validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le transport nucléocytoplasmique et la SUMOylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RANBP2 pAb de lapin
Remarques / Alias	ANE1; TRP1; TRP2; ADANE; IIAE3; NUP358; RANBP2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	5903
ID du gène	5903
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2900-3050 de RANBP2 humain (NP_006258.3))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P49792
Poids de la protéine	358 kDa
Expédition	Sac isotherme avec glace