

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ranbp9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q96S59

Numéro d'article: CM0003791



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine humaine RanBP9 (BPM-L/RanBPM). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur l'ubiquitination, la signalisation cellulaire et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RanBP9 Rabbit mAb
Remarques / Alias	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10048
ID du gène	10048
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100 et 200 de la protéine humaine RanBP9 (Q96S59)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96S59
Poids de la protéine	78 kDa
Expédition	Sac de glace