

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ranbp9 Pour Wb, Elisa - Q96S59

Numéro d'article: CM0018394



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le RanBP9 humain (RanBPM). Validé pour WB et ELISA, cet anticorps est idéal pour l'étude de la fonction du complexe ligase E3 CTLH, de la signalisation cellulaire et du réarrangement du cytosquelette. Réagit avec des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	RanBP9 Lapin pAb
Remarques/Alias	BPM-L; BPM90; RANBPM; RanBP7; RanBP9
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	10048
ID de gène	10048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 480-605 du RanBP9 humain (NP_005484.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q96S59
Poids moléculaire	78kDa
Expédition	Sac de glace