

Anticorps Monoclonal Anti-Rangap1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P46060

Numéro d'article: CM0011379



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre RanGAP1 humain (P46060), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît les protéines de souris et de rat. Pour les études sur l'activation de la GTPase Ran et le transport nucléaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-RanGAP1
Remarques/Alias	SD ; Fug1 ; RANGAP ; RanGAP1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5905
GeneID	5905
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de RanGAP1 humain (P46060).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P46060
Poids moléculaire	64 kDa
Expédition	Sac de glace