

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rankl Pour Wb, If/Icc, Elisa - O14788

Numéro d'article: CM0017713



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité spécifique du RANKL humain (TNFSF11), validé pour les applications WB, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la différenciation des ostéoclastes et la réponse immunitaire. - O14788

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	RANKL Rabbit pAb
Remarques / Alias	ODF; OPGL; sOdf; CD254; OPTB2; RANKL; TNLG6B; TRANCE; hRANKL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8600
GeneID	8600
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 78-317 du RANKL humain (NP_003692.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O14788
Poids de la protéine	35kDa
Expédition	Sachet de glace