

Anticorps Polyclonal Anti-Rap1A Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P62834

Numéro d'article: CM0016760



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Rap1A validé par KO qui détecte le Rap1A humain, souris et rat en WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour les études sur la contre-action de Ras, la neuritogenèse et la biologie vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] Rap1A pAb Lapin
Remarques/Alias	RAP1; C21KG; G-22K; KREV1; KREV-1; SMGP21; 1A
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5906
GeneID	5906
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 39-138 du Rap1A humain (NP_002875.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P62834
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace