

Anticorps Monoclonal Anti-Rap1A + Rap1B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61224 / P62834

Numéro d'article: CM0012738



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant RAP1A et RAP1B humains, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la polarité des cellules endothéliales et de la formation de la lumière vasculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	RAP1A + RAP1B Lapin mAb
Remarques/Alias	K-REV, RAL1B, RAP1A + RAP1B
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	5906 (RAP1A) / 5908 (RAP1B)
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 70-150 de RAP1A + RAP1B humain (P61224)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61224 / P62834
Poids Protéique	21kDa
Expédition	Sac de glace