

Anticorps Polyclonal Anti-Rap1B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Numéro d'article: CM0016868



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Rap1B humain (P61224) pour WB, IF/ICC et ELISA. Validé sur des échantillons humains et de souris. Idéal pour la recherche en biologie des cellules endothéliales et sur la signalisation des GTPases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Rap1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	K-REV ; RAL1B ; Rap1B
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	5908
ID du gène	5908
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-184 de Rap1B humain (NP_056461.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	P61224
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Sac de glace