

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Rap1B Pour Wb, If/Icc, Elisa - P61224

Numéro d'article: CM0019954



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant RAP1B (protéine Ras apparentée Rap-1b). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier la polarité des cellules endothéliales, la biologie vasculaire et la signalisation des GTPases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin RAP1B
Remarques/Alias	RAP1B ; K-REV ; RAL1B ; protéine Ras apparentée Rap-1b
Espèce	Humain
Identifiant du Gène (Humain)	5908
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 81-181 de RAP1B humain (NP_056461.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61224
Poids Moléculaire de la Protéine	15kDa/16kDa/18kDa/20kDa
Expédition	Sac de glace