

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Rap1Gap Pour Wb, If/Icc, Elisa - P47736

Numéro d'article: CM0010878



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-Rap1GAP (P47736), une protéine activatrice de GTPase de la membrane de l'appareil de Golgi pour Rap-1A. Applications : WB, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée : humain, souris, rat. Idéal pour l'étude de la signalisation Rap1 et du trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	Rap1GAP Lapin mAb
Remarques/Alias	RAPGAP; RAP1GA1; RAP1GAP1; RAP1GAPII; Rap1GAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5909
GeneID	5909
Immunogène	Peptide Synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P47736
Poids Protéique	73kDa
Expédition	Sac de glace